

## **QUADRA MED SQUARE 38X38MM**

### **QUADRA MED square 38x38 mm Strips Master Aid**

PZN: 02506620

Inhalt: 100 St

Hersteller: Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Weiß, kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle zum Abzupfen zur Abdeckung kleinerer Wunden und Verletzungen und zur Aufnahme von Blut und Wundsekret. Ergänzender Einsatz: Die Chlorhexidindigluconat 0,5 % enthaltene Wundauflage hat Einfluss auf das Keimspektrum unter der Wunde. Wirkt bakteriostatisch, bakteriozid, partiell auch gegen Pilzsporen und Viren.

#### **Zusammensetzung**

Kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle aus Vlies. Einzeln eingeschweißt, perforiert zum Abzupfen von der Rolle. Mit Chlorhexidindigluconat 0,5%. Mit hypoallergenem Hotmelt-Klebstoff (Latex- und Lösungsmittelfrei)