

QUADRA MED ROUND 22.5MM ST

QUADRA MED round 22,5 mm Strips Master Aid

PZN: 02506608

Inhalt: 150 St

Hersteller: Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Zweckbestimmung

Weiß, kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle zum Abzupfen zur Abdeckung kleinerer Wunden und Verletzungen und zur Aufnahme von Blut und Wundsekret. Ergänzender Einsatz: Die Chlorhexidindigluconat 0,5 % enthaltene Wundauflage hat Einfluss auf das Keimspektrum unter der Wunde. Wirkt bakteriostatisch, bakteriozid, partiell auch gegen Pilzsporen und Viren

Zusammensetzung

Kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle aus Vlies. Einzeln eingeschweißt, perforiert zum Abzupfen von der Rolle. Mit Chlorhexidindigluconat 0,5%. Mit hypoallergenem Hotmelt-Klebstoff (Latex- und Lösungsmittelfrei)