

TG SOFT POLSTERSCHLAUCH M

TG soft Polsterschlauchverband Gr.M

PZN: 03112426

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Der tg® SOFT Polsterschlauchverband ist zur Polsterung unter Steifverbänden bestimmt.

Zusammensetzung

Der tg® SOFT Polsterschlauchverband besteht aus: 85 % Baumwolle (ungebleicht) 15 % Elasthan mit Polyamid umspinnen